INSTITUT FÜR NEUROPATHOLOGIE Direktor: Prof. Dr. med. Till Acker

Arndtstraße 16 35392 Gießen Sekretariat:

Tel +49 (0)641 99 41181 Fax +49 (0)641 99 41189

Helga.Will@patho.med.uni-giessen.de

Homepage:

www.uniklinikum-giessen.de/neuropatho/

Einsendung von Liquor cerebrospinalis zur zytologischen Beurteilung

I. PRÄPARATION UND VERSAND VON LIQUOR

Für die zytologische und imunhistochemische Beurteilung von Liquor und Zystenpunktaten ist die Einsendung von ungefärbten **Zytospinpräparaten** (ca. 6 – 8 beschichtete Objektträger) zu empfehlen. *Alternativ* kann bei kurzen Transportwegen (unter 1 Stunde)der nativer, unfixierter Liquor/Zystenpunktat, bei längerem Transportweg fixierter Liquor/Zystenpunktat (Fixation: 1:1 mit 70% Alkohol; um eine Autolyse der Zellen zu vermeiden) versendet werden.

II. KONTAKT

 Sekretariat:
 0641 99 41181

 Labor:
 0641 99 41194

OÄ Dr. med. Anne Schänzer 0641 99 41184

Anne.Schaenzer@patho.med.uni-giessen.de

Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Probengefäße, Versandboxen und Fixationslösungen können bei uns angefordert werden.